

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

For Kids

Vgrajena povezava Bluetooth®

Aplikacija za učenje

2 glavi ščetke

2 načina



HX6322/04



Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in učinkovitejše ščetkanje

Dober začetek za zdrave življenjske navade

Spodbujajte otroke pri učenju ščetkanja zob. Zobna ščetka Philips Sonicare For Kids s povezavo Bluetooth in zabavno aplikacijo zagotavlja, da otroci zobe ščetkajo bolje in dlje. Otroci se zabavajo pri učenju tehnik, ki jih bodo uporabljali vse življenje.

Tehnologija Philips Sonicare za interaktivno zabavo

- Interaktivne aplikacije otrokom ščetkanje naredijo zanimivo
- 98 % jih meni, da se otroci lažje ščetkajo dlje in bolje*
- Zanimive nagrade za uspešno opravljeno ščetkanje
- Spremljajte čas ščetkanja, tudi če ne uporabljate aplikacije

Pomaga razvijati zdrave življenjske navade

- KidTimer in KidPacer za pravilno ščetkanje za vse življenje
- Zabavne izmenljive nalepke za uporabo po meri
- Oblika za več oprijemov za starše in otroke

Zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja in zdrave nasmehe malčkov

- Dinamično čiščenje tekočino usmerja med zobe
- Gumirana glava ščetke varuje mlade zobe
- Na voljo sta 2 velikosti glave ščetke
- Izbira zobozdravstvenih strokovnjakov za lastne otroke
- 2 otrokom prijazna načina ščetkanja zagotavljata nežno in učinkovito čiščenje

Značilnosti

Zabavno, poučno, učinkovito



Aplikacija Philips Sonicare For Kids se sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko in otroka prek igre pouči o ustni higieni. Aplikacija otroka spodbuja, da se ščetka dlje in bolje. Vsaka seja se začne z jasnimi vizualnimi navodili za pravilno ščetkanje, aplikacija pa spremlja tudi skupno učinkovitost. Otroci se učijo na zabaven način, starši pa lahko spremljajo, kako učinkovito otroci ščetkajo zobe.

Interaktivna aplikacija Sonicare For Kids



Z zobno ščetko in aplikacijo Philips Sonicare For Kids se otroci lahko sami naučijo pravilno ščetkati. Aplikacija se prek povezave Bluetooth sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko ter prikazuje pravilno ščetkanje in spremlja učinkovitost. Otroci lahko vidijo, kako dobro ščetkajo zobe, in za dobro opravljeno nalogo prejema zanimive nagrade. Uporaba je poučna in učinkovita. 98 % izprašanih staršev meni, da se z njo otroci lažje ščetkajo dlje in bolje. Otrokom na zabaven način pomaga razvijati zdravo ustno higieno za vse življenje.

Zabavnejša uporaba, boljši rezultati



Zobna ščetka in aplikacija Philips Sonicare For Kids zagotavljata nov način zabavnega ščetkanja. Osrednji lik aplikacije je prikupni Sparkly, ki ima rad čiste zobe. Otroci skrbijo za Sparklyja, aplikacija pa jih igrivo spodbuja, da se ščetkajo dlje in bolje. Ko si otrok dobro očisti zobe, Sparkly postane srečnejši, vsako uspešno opravljeno ščetkanje pa je nagrajeno. Otroci lahko odklepajo dodatke za Sparklyja ali pa mu priigrajo zdravo hrano, ki jo ima najraje. Starši lahko sami izberejo nagrade, ki jih otroci pridobijo prek aplikacije.

Povezava Bluetooth



Aplikacija Quadpacer prek zobne ščetke Philips Sonicare For Kids s povezavo Bluetooth sproti spremlja seje ščetkanja. Zazna, kdaj se ščetkanje začne, prekine in konča. Ročaj zobne ščetke ima vgrajen pomnilnik in časovni žig, zato lahko shranite podatke za do 20 sej ščetkanja, ko ne uporabljate aplikacije. Ko naslednjič uporabite aplikacijo in ročaj, se podatki teh sej sinhronizirajo s koledarjem aplikacije. Otroci lahko pridobijo nagrade za uspešno opravljene seje ščetkanja in hkrati preverijo, kako zelo so napredovali.

KidTimer in KidPacer



Električna zobna ščetka Philips Sonicare For Kids s povezavo Bluetooth se poveže z aplikacijo in otrokom pomaga postopno daljšati čas ščetkanja in tako spodbuja pravilno ščetkanje. Cilj je doseči dve minuti, ki jih priporočajo zobozdravniki. Ko uporabljate aplikacijo, otroci oponašajo trenerja za ščetkanje v aplikaciji, ko nežno ščetka predel ust. Trener otroke spodbuja, da vsakemu delu zob posvetijo več časa. Ko se ščetkajo dlje, jih nagradi Sparkly, ki ima rad zelo čiste zobe. Zabavna igra zagotavlja pravilno ščetkanje za vse življenje.

Sonična tehnologija



Otroci se učijo ščetkanja, sonična tehnologija pa poskrbi za vse ostalo. Z edinstvenim dinamičnim čiščenjem z električno zobno ščetko Philips Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih. Učinkovito sonično ščetkanje z več kot 500 gibi na sekundo odpravlja pomanjkljivosti pri ščetkanju, ki ga otroci postopoma izboljšujejo. Zaradi te tehnologije je zobna ščetka Philips Sonicare For Kids do 75 % učinkovitejša kot ročna zobna ščetka, zato so obiski zobozdravnikov prijetnejši.

Specifikacije

Načini

Načini ščetkanja: 2

Priloženi predmeti

Ročaji: 1 ročaj Sonicare for Kids s povezavo Bluetooth

Glave ščetke: 1 standardna Sonicare for Kids, 1 kompaktna Sonicare for Kids

Polnilnik: 1

Nalepke: 8 nalepk za uporabo po meri, 2 dodatni nalepki

Zasnova in izdelava

Barva: Aqua

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto

Zmogljivost: 75 % višja učinkovitost*

Pozitivni vplivi na zdravje: Za zdravo ustno nego

Časovnik: KidTimer in Quadpacer

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Zaslون: Osvetljen zaslon

Ročaj: Gumijasti ročaj za enostavno uporabo,

Tanka ergonomska zasnova

Združljivost

Podpora za iOS: iPhone 4S ali novejši, iPad 3. generacije ali novejši, z operacijskim sistemom iOS7

Podpora za Android: Telefoni Android, Tablični računalniki s povezavo Bluetooth 4.0

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Napajanje

Napetost: 110–220 V



* staršev v raziskavi v primerjavi z uporabo samo zobne ščetke

** kot ročna zobna ščetka

*** pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno

**** raziskava med zobozdravstvenimi strokovnjaki v ZDA z otroki med 4. in 10. letom starosti