



Achimed

Achillessehnenbandage zur Weichteilkompression mit 3D-Silikon Pelotte - Bandage for soft tissue compression of the achilles tendon with 3D silicone pad

Gebrauchsanweisung, Instructions for use, Mode d'emploi, Instrucciones de uso, Instruções para aplicação, Istruzioni per l'uso, Gebruiksaanwijzing, Bruksvejledning, Bruksanvisning, Návod k použití, Uputa za uporabu, Инструкция по использованию, Күлданма кылаузуу, Инструкция за کاربردания, Navodila za uporabo, Návod na použitie, Инструкция по использованию, Navodila za uporabo, 說明書, 使用說明, 使用说明, Uzvilkšanas instrukcija, Удшімовімо інструкція, 使用說明書.



medijapan.kk
5-1, Nihonbashi, Kabutocho Chuoku
103-0026 Tokyo
Japan

Tel: +81 3 6778 2590
F: +81 3 6947 7901
info@medi-japan.jp
www.medi-japan.co.jp

Tachezy Sanit. s.r.l.

Via Druco 48/a
39100 Bolzano
Italy

T: +39 0471 288 068
F: +39 0471 282 773
info@tachezy-sanit.com
www.tachezy-sanit.com

medinederland.bv
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T: +31 76 57 22 555
F: +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

vestinorway.as
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway

T: +47 52 84 45 00
F: +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

UK Responsible Person
medij UK Ltd.

Plough Lane
Hereford HR4 0EL
Great Britain
T: +44-1452-37-35-00
F: +44-1452-37-35-10
enquiries@meduk.co.uk
www.meduk.co.uk

MAXIS a.s.
medi group company
Slezská 7/13
120 00 Prague 2
Czech Republic

T: +420 571 635 510
F: +420 571 618 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com

medi Denmark ApS

Vejlevej 66
2655 bhøj
Denmark

T: +45-70 25 56 10
F: +45-70 25 56 10
kundeservice@sw.dk
www.medi-danmark.dk

medi Bayreuth España S.L.
C/Canigó 2 - 6 bajos
Hospitalat de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T: +34 93 260 04 00
F: +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.medi.espana.com

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France

T: +33 1 48 61 76 10
F: +33 1 48 63 38 05
info@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.

Bokor u. 2/L
1037 Budapest
Hungary
T: +36 1371 0090
F: +36 1371 0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Italia s.r.l.

Via Giuseppe Chedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T: +39-051.6.13.24.84
F: +39-051.6.13.29.56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany

T: +49 91 912-0
F: +49 91 912-780
ortho@medi.de
www.medi.de

medi Australia Pty Ltd

83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia

T: +61 2 9890 8696
F: +61 2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.medi.australia.com.au

medi Austria GmbH
Admangasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T: +49-512 57 95 15
F: +49-512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at

medi Belgium NV

Staatsbaan 77/0099
3945 Ham
Belgium
T: +32-11 24 25 60
F: +32-11 24 25 64
info@medi-belgium.be
www.medi-belgium.be

medi Canada Inc / medi Canada Inc

104-1375 Lionel-Boulet,
Varenes, Québec,
QC Canada J3R 1P7
T: +1 506-883-8327 / 41 800 361 3153
F: +1 506-883-8327
service@medicanada.ca
www.medicana.ca



4 099787 887054

Wichtige Hinweise

Das Medizinprodukt **MD** ist nur zum mehrfachen Gebrauch an einem Patienten bestimmt. **⚠** Wird es für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erhöht die Produktinfektion des Herstellers. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehm verstärktes Fächgeschehen auftreten, sollte das Produkt nur auf intakter oder wundversorgter Haut, nicht direkt auf verletzte oder verletzte Haut und nur unter vorheriger medizinischer Anleitung.

Important notes

This medical device **MD** is made only for multiple uses on a single patient. **⚠** If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability will become invalid. You experience excessive pain or any discomfort, stop using the product immediately and consult your physician. Do not use the product on injured or damaged skin, and only after previous consultation with a medical professional.

Remarques importantes

Le dispositif médical **MD** est destiné à un usage multiple sur un patient. **⚠** S'il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, la responsabilité du fabricant sera annulée. Si vous éprouvez une douleur excessive ou un inconfort, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et consultez votre médecin ou le magasin spécialisé où vous l'avez acheté. Ne portez le produit que sur la peau intacte ou dont la plaie est soignée, et non directement sur la peau blessée ou abîmée et seulement suivant une recommandation médicale préalable.

Advertencia importante

El producto médico **MD** solo está destinado a su uso múltiple en un paciente. **⚠** En el caso de que se utilice para el tratamiento de más de un paciente, la responsabilidad del fabricante quedará anulada. Si experimenta dolor excesivo o molestias, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con su médico o especialista. Coloque el producto solo sobre la piel intacta o curada, no lo haga directamente sobre la piel lesionada o dañada y hágalo siempre bajo prescripción médica.

Indicações importantes

O dispositivo médico **MD** destina-se a utilização múltipla em apenas num paciente. **⚠** Se for utilizado para o tratamento de mais de um paciente, a responsabilidade do fabricante será anulada. Se sentir dores excessivas ou desconforto, interrompa imediatamente o uso do produto e entre em contacto com o seu médico ou a respectiva loja especializada. Use o produto apenas com a pele intacta ou com feridas tratadas e cobertas, mas não diretamente sobre a pele lesionada ou danificada e apenas sob orientação médica prévia.

Avvertenze importanti

Il dispositivo medico **MD** è destinato a un singolo paziente. **⚠** Utilizzato per il trattamento di più di un paziente si annulla la responsabilità del produttore. Se si sperimenta dolore eccessivo o una sensazione di fastidio, togliete il prodotto e contattate immediatamente il proprio medico o il negozio specializzato di fiducia. Indossare il prodotto solo su pelle integra o medicata, non direttamente su pelle lesa o danneggiata e solo secondo le istruzioni del medico curante.

Belangrijke aanwijzingen

De medische product **MD** is gemaakt voor herhaaldelijk gebruik door één patiënt. **⚠** Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, wordt de aansprakelijkheid van de fabrikant geannuleerd. Indien u overmatig pijn ervaart of ongemak, stop met het product te gebruiken en neem contact op met uw arts of gespecialiseerde zaak. Breng het product enkel aan op een intacte huid of huid met verzorgde wonden, niet rechtstreeks op een gekwetste of beschadigde huid, niet direct op skadaad of brand en niet onder medische begeleiding.

Vigtige oplysninger

Det medicinske produkt **MD** er kun beregnet til at blive brugt flere gange på én patient. **⚠** Hvis der er flere behandlinger af mere end én patient, annulleres producentens ansvar. Hvis du oplever ubehag eller overbærende smerter, stop med at bruge produktet. Brug kun produktet på uskadt eller behandlet hud, ikke direkte på såret eller skadet hud og kun efter faglig vejledning.

Viktuige rād

Medicīniskā produkta **MD** ir paredzēts attāvinādas āra gāģeris vienam pacientam. **⚠** Ja vienam pacientam tiek ārstēti vairāki cilvēki, tiek anulēta ražotāja atbildība. Ja jūtat nepatīkamas sajūtas vai sāpīgus simptomus, pārtrauciet produkta lietošanu un sazinieties ar savu ārstu vai specializētu zāļu veikalu. Lietojiet produktu tikai uz veselīgas vai ārstētas ādas, ne tieši uz brūcēm, ievainotām ādām un tikai pēc speciālista ieteikuma.

Důležité informace

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro opakované použití u pouze jednoho pacienta. **⚠** Pokud je ho používá při léčbě více lidí, zanulová se odpovědnost výrobce. Pokud máte nepříjemné pocity nebo nadměrné bolesti, přestaňte používat produkt. Používejte produkt pouze na nezléčené nebo léčené kůži, nikoli přímo na poranění nebo poškozené pokožce, a jen podle předchozího lékařského návodu.

Vажна упозorenja

Medicinski proizvod **MD** je namijenjen za višekratnu upotrebu isključivo na jednom pacijentu. **⚠** Ako se isti koristi za liječenje više pacijenata, poništava se odgovornost proizvođača. Ako osjetite nelagodnost ili prevelike bolove, prestajte koristiti proizvod. Proizvod osjetite samo na neozlijeđenoj koži ili na liječenom ozljeđama, a ne izravno na ozlijeđenoj koži. Ne idite na prethodnu uputima liječnika.

medi. I feel better.

EN10906/07/2024



Deutsch

Achimed

Zweckbestimmung

Achimed ist eine Achillessehnen-Kompressionsbandage.

Indikationen

- Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler/lokalen Druckpunkte(n) an der Achillessehne notwendig ist, wie z. B.:
- Akute und chronische Achillessehnenentzündung
 - Achillodynie
 - Achilloburstitis

Kontraindikationen

Zur Zeit nicht bekannt.

Risiken / Nebenwirkungen

Es kann bei fest anliegenden Hilfsmitteln zu örtlichen Druckschneidungen oder Einengung von Blutgefäßen oder Nerven kommen. Deshalb sollten Sie bei folgenden Umständen vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten:

- Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im Anwendungsbereich, vor allem bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige Erwärmung, Schwellung oder Rötung)
 - Empfindungs- und Durchblutungsstörungen (z. B. bei Diabetes, Krampfadern)
 - Lymphabflussstörungen – ebenso nicht eindeutige Schwellungen von Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs
- Beim Tragen von eng anliegenden Hilfsmitteln kann es zu örtlichen Hautreizungen bzw. Irritationen kommen, die auf eine mechanische Reizung der Haut (vor allem in Verbindung mit



Schweißbildung) oder auf die Materialzusammensetzung zurückzuführen sind.

Vorgesehene Anwender und Patientenzielgruppe

Zu den vorgesehenen Anwendern zählen Angehörige der Gesundheitsberufe und Patienten, inklusive der in der Pflege unterstützenden Personen, nach entsprechender Aufklärung durch Angehörige der Gesundheitsberufe.

Patientenzielgruppe: Angehörige der Gesundheitsberufe versorgen anhand der zur Verfügung stehenden Maße/Größen und der notwendigen Funktionen/Indikationen Erwachsene und Kinder unter Berücksichtigung der Informationen des Herstellers nach ihrer Verantwortung.

Tragehinweis

Die größte Wirkung erzielt die Bandage während körperlicher Aktivität. Grundsätzlich kann die Bandage ganztags getragen werden. Dies sollte aber nach dem eigenen Tragegefühl erfolgen. Bei längeren Ruhepausen (z. B. langes Sitzen/Autofahrten, Schlafen) sollte die Bandage abgelegt werden.

Die Bandage ist zum Gebrauch in Wasser geeignet. Bitte spülen Sie das Produkt anschließend gründlich aus.

Anziehanleitung

- Greifen Sie von oben an beiden Seiten in die Bandage und ziehen Sie sie über den Fuß, bis das Fersenstück richtig sitzt (Abb. 1 bis 3).
- Korrigieren Sie den Sitz der Bandage, falls erforderlich. Sie sitzt korrekt, wenn die Naht über die Fersenmitte verläuft und die Achillessehne spür-

medi Polska Sp. z o.o.
ul. Babezka 22
44-121 Gliwice
Poland

T: +48-32 230 60 21
F: +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medipolska.pl

medi Bayreuth Unipessoal Lda.
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal

T: +351.21.843.71.60
F: +351.21.847.08.33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medipr

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia

T: +7-495 374 04 56
F: +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1703, T1, CES WEST BUND CENTER,
No. 271 Long Tan Road
Xuhui District
200232 Shanghai
People's Republic of China

T: +86-21.50582319
F: +86-21.50582319

medi Sweden AB
Box 6034
139 06 Sollentuna
Sweden

T: +46 8 96 97 98
F: +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medise

Medi Turk Ortopedi Medikal Iç ve Dis Tic. AS
Mustafa Kemal Mah. 2156 Sokak No: 16 /4-5
06510 Cankaya Ankara
Turkey

T: +90 312 495 20 26
F: +90 312 434 17 67
info@med-turk.com
www.med-turk.com

medi Ukraine LLC
Evgena Sverstiuka str. 11,
Kiev 02002
Ukraine
T: +380 44 591 11 63
F: +380 44 392 73 73
info@medilua
http://medilua

medi USA, P.
6461 Franz Werner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA

T: +1-888-4-49-44-40
F: +1-888-570-45-54
info@medilusa.com
www.medilusa.com

Achimed

Predvidena uporaba

Achimed je bandaža za kompresijo  Ahilove kite.

Indikacije

Vse indikacije, pri katerih je potreben stisk mehkih delov z eno ali več lokalnimi pritisnimi pelotami na ahilovo tetivo, npr.:

- Akutna vnetja in dražeč občutek v ahilovi tetivi
- Vnetje po poškodbah in operacijah v povezavi z otekanjem in efuzijo
- Vnetje sklepne ovojnice na področju ahilove tetive

Kontraindikacije

Niso znane.

Tveganja / Stranski učinki

Zaradi pretesno oprijetih pripomočkov lahko pride do lokalnih znakov pritiska ali zoženja krvnih žil ali živcev. Zato se morate v naslednjih okoliščinah pred uporabo posvetovati s svojim lečečim zdravnikom:

- Obolenja ali poškodbe kože na območju uporabe, predvsem pri simptomih vnetja (prekomerno segrevanje, otekline ali pordečenje)
- Občutljivostne motnje in motnje prekrvavitve (npr. pri sladkorni bolezni, krčnih žilah)
- Motnje odtekanja limfe – tudi nejasne otekline mehkih delov ob strani območja uporabe

Pri nošenju tesno oprijetih pripomočkov lahko pride do lokalno razdražene kože, česar vzrok je mehansko draženje kože (predvsem v zvezi s potenjem) ali sestava materiala.

Predvideni uporabniki in skupina pacientov

Med predvidene uporabnike štejejo izvajalci zdravstvenih poklicev in pacienti (vključno z osebami, ki izvajajo nego) z ustreznimi pojasnili izvajalcev zdravstvenih poklicev.

Ciljna skupina pacientov: Izvajalci zdravstvenih poklicev na svojo odgovornost ob upoštevanju informacij proizvajalca s pomočjo razpoložljivih mer/velikosti in potrebnih funkcij/indikacij oskrbujejo odrasle in otroke.

Kako izdelek nositi

Bandaže imajo še posebno dober učinek, če jih nosimo takrat, ko smo fizično aktivni. Bandažo smo zasnovali tako, da se udobno prilega in jo tako lahko nosite ves dan. Snemite jo takrat, ko ste dalj časa neaktivni (ko na primer dalj časa sedite, med vožnjo avtomobila ali med spanjem).

Bandažo lahko nosite tudi v vodi. Po uporabi jo dobro sperite.

Navodila za namestitev

- Bandažo primite zgoraj na obeh straneh in jo povlecite preko stopala, da bo peta na svojem mestu (slike 1 do 3).
- Po potrebi popravite položaj bandaže. V pravilnem položaju je, če šiv poteka po sredini pete in je čutiti, da Ahilova tetiva leži v odprtini vložka (slika 4).

POMEMBNO: Opori v čevljih zaradi izravnave dolžine nog vedno nosite istočasno. Ko akutni simptomi izzvenijo, lahko bandažo uporabljate izmenično (na primer vsaki 2 uri) - to velja za čas, ko se boste že bolje počutili in boste tetivo postopoma pričeli normalno obremenjevati.

Navodila za vzdrževanje

Priporočamo uporabo vrečke za pranje perila. Mehčalci, maščoba, olja, losjoni, mazila in ostanki mila lahko poškodujejo material in zmanjšajo njegovo funkcijo dihanja Clima-Comfort ter povzročijo draženje kože.

- Izdelek operite ročno, priporočljivo s pralnim sredstvom medi clean, ali strojno s programom za občutljive tkanine pri temperaturi 30 °C, pri čemer uporabite pralno sredstvo za občutljive tkanine brez mehčalca.
- Ne belite.
- Sušite na zraku.
- Ne likajte.
- Kemično čiščenje ni dovoljeno.



Navodila za shranjevanje

Proizvod hranite v suhem prostoru in ga ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.



Sestava materialov

Poliamid, poliester, elastan, viskoza

Garancija

Garancija proizvajalca preneha veljati v primeru nenamenske uporabe. Pri tem upoštevajte tudi ustrezna varnostna opozorila in navodila v teh navodilih za uporabo.

Odstranjevanje

Izdelek se sme odstraniti med gospodinjske odpadke.




Ekipa medi


Vam želi hitro okrevanje!

V primeru reklamacij v zvezi s tem izdelkom, npr. pri poškodbah pletenine ali napaki v kroju, se obrnite neposredno na prodajalca z medicinskimi pripomočki. Proizvajalcu in pristojnemu organu države članice morate poročati samo o resnih zapletih, ki lahko povzročijo bistveno poslabšanje zdravstvenega stanja ali smrt. Resni zapleti so opredeljeni pod št. 65 2. člena direktive (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih.


Важные замечания

Данное медицинское изделие **MD** предназначено для многократного использования только одним пациентом . В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, изделие снимите и немедленно обратитесь к своему врачу или консультанту в специализированном магазине, в котором было приобретено изделие. Носите изделие исключительно на неповрежденной коже/после обработки ран. Не следует надевать его поверх поврежденной или пораненной кожи. Используйте изделие только после получения указаний от медперсонала.


Önemli uyarı

Bu ürün tıbbi cihaz **MD** kategorisine girer ve yalnızca hastalar üzerinde birden fazla kez kullanılmalıdır . Aynı ortezin birden fazla hastada kullanılması durumunda tıbbi ürünlere düzenleme getiren kanunun anladığı anlamda üreticinin üründen kaynaklanan sorumluluğu sona erer. Taşıma sırasında aşırı ağırlık ve rahatsızlık duygusu görülmesi durumunda, lütfen ürünü çıkarıp hemen doktorunuz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin. Ürünü yalnızca sağlıklı cilt veya gerekli tıbbi müdahalesi ve bakımı yapılmış, üstü örtülü yaralar üzerinde kullanın; doğrudan açık yara üzerinde ve önceden gerekli tıbbi talimatları almadan kullanmayın.


Ważne wskazówki

Produkt medyczny **MD** jest przeznaczony wyłącznie do wielokrotnego użytku w przypadku jednego pacjenta . W przypadku stosowania produktu do leczenia więcej niż jednego pacjenta wygasa odpowiedzialność producenta za produkt. W razie wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia w trakcie noszenia zdjąć ortezę i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt. Produkt stosować tylko na nieuszkodzoną lub skórę z zabezpieczonymi ranami, nie stosować produktu bezpośrednio na zranioną lub uszkodzoną skórę i stosować tylko zgodnie z uprzednio otrzymanymi wytycznymi lekarza.


Σημαντικές υποδείξεις

To ιατροτεχνολογικό προϊόν **MD** χρησιμοποιείται μόνο για πολλαπλή χρήση σε έναν ασθενή . Αν χρησιμοποιείται για περισσότερους του ενός ασθενούς, η ευθύνη του παραγωγού για το προϊόν ακυρώνεται. Εάν κατά τη χρήση παρουσιαστούν υπερβολικοί πόνοι ή μια δυσάρεστη αίσθηση, τότε βγάλτε το προϊόν και επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Εφαρμόζετε το προϊόν μόνο σε άθικτο ή κατάλληλα φροντισμένο δέρμα, όχι απευθείας σε τραυματισμένο ή κατεστραμμένο δέρμα, και μόνο κατόπιν ιατρικής καθοδήγησης.


Fontos útmutatások

Az orvostechikai eszköz **MD** arra tervezték, hogy egyetlen beteg használja többszöri alkalommal . Ha több páciens kezelésére használják, akkor a gyógyászati terméktörvény értelmében megszűnik a gyártó termékszavatossága. Ha viselés közben túlságosan nagy fájdalom vagy kellemetlen érzés lép fel, vegye le a terméket és haladéktalanul lépjen kapcsolatba orvosával vagy a gyógyászati segédeszközöket árusító szaküzlettel. A terméket közvetlenül sérült vagy felsértett bőrön ne, csak ép vagy sebkezelésen átesett bőrön és csak előzetes orvosi útmutatás alapján viselje.


Важливі вказівки


Медицинний виріб **MD** призначений для багаторазового використання лише одним пацієнтом . При використанні виробу більш ніж одним пацієнтом виробник звільняється від відповідальності за якість виробу. Якщо при носінні виникають надмірні болі або неприємне відчуття, негайно зніміть його та зверніться до свого лікаря чи до вашого спеціалізованого магазину-постачальника. Використовуйте продукт тільки на неушкодженій або доглянутій пораненій шкірі, а не безпосередньо на пошкодженій або пораненій шкірі, і лише за попередньою медичною вказівкою.

Pomembna opozorila

Medicinski pripomoček **MD** je namenjen le večkratni uporabi na enem bolniku . Če ga pri zdravljenju uporabljate več kot en bolnik, proizvajalec izdelka ne more več jamčiti za njegovo ustreznost. Če med nošenjem proizvoda občutite veliko bolečino ali pa se pojavi neprijeten občutek, morate izdelek sneti in se takoj obrniti na svojega zdravnika ali specializirano trgovino. Izdelek nosite samo na nepoškodovani koži ali na oskrbljeni rani, ne na poškodovani ali ranjeni koži, in samo na podlagi predhodnih zdravstvenih navodil.

Dôležité upozornenia

Zdravotnícky prostriedok **MD** je určený len na viacnásobné použitie u jedného pacienta . Ak sa použije na oštetrenie viac ako jedného pacienta, zaniká záruka výrobcu. Ak by sa počas nosenia vyskytli nadmerné bolesti alebo neprijemný pocit, produkt prosím vyzlečte a ihneď sa obráťte na Vášho lekára alebo vašu špecializovanú predajňu. Produkt noste len na neporušenej alebo oštrenej koži, nie priamo na poranenej alebo porušenej koži a len po predchádzajúcom poučení lekára.

ملاحظات هامة
صنع هذا المنتج الطبي **MD** لاستخدامه عدة مرات من قبل مريض واحد فقط . تصبح مسؤولية الشركة المصنعة عن المنتج غير سارية في حال استخدامه لعلاج عدة مرضى. وإذا كنت تعاني من ألم مفرط أو شعور بعدم الراحة خلال ارتداء الدعامة، فنرجوا منك خلعها على الفور والاتصال بطبيبك أو المتجر المتخصص. لا يجوز ارتداء المنتج سوى على الجلد السليم أو المعافي من الجروح، وليس مباشرة على الجلد المصاب أو التالف، وذلك تحت إشراف طبي مسبق.