



Levamed

Komfort-Sprungelenkbandage zur anke bandage for soft tissue compression with 3D silicon pads

Gebrauchsanweisung, Instructions for use, Mode d'emploi, Instrucciones de uso, Instruções para aplicação, Istruzioni per l'uso, Gebruiksaanwijzing, Връсваfejdning, Връсваfejdning, Návod k použití, Упута за uporabu, Инструкција по използovanje, Кullanna klavuzu, Инструкція з використання, Ооруна Navodila za uporabo, Návod na použitie, الوصفاة اللى، 使用说明, Instruccioni de utilizare, 说明, 说明, Kasutusjuhend, Uzviskšanas instrukcija, Užimovimo instrukcija, 使用说明.



- MAXIS a.s., medi group company, Slezská 212/713, 120 00 Prague 2, Czech Republic, T: +420 571 633 510, F: +420 571 616 271, info@medi.nl, www.medi.nl
- medi Polska Sp. z o.o., ul. Kabędzka 22, 44-121 Olkivice, Poland, T: +48-32 230 60 21, F: +48-32 202 87 56, info@medi-polska.pl, www.medi-polska.pl
- medi Bayreuth Unipessoal, Lda, Rua do Centro Cultural, no. 43, 1700-106 Lisbon, Portugal, T: +351-21 843 71 60, F: +351-21 847 08 33, medi-portugal@medibayreuth.pt, www.medi.pt
- medi RUS LLC, Business Center NEO GEO, Butyrkova Street 17, 117342 Moscow, Russia, T: +7-495 374 04 56, F: +7-495 374 04 56, info@medi.rus.ru, www.medi.rus.ru
- UK Responsible Person, medi UK Ltd., Plough Lane, Hereford HR4 0EL, Great Britain, T: +44-1432 37 35 00, F: +44-1432 37 35 10, enquiries@mediuk.co.uk, www.mediuk.co.uk
- medi Japan K.K., 5-1, Nihonbashi Kabutocho Chuoku, 104-1375 Minami-Shinjyuku, Tokyo, Japan, T: +81 3 6778 2590, F: +81 3 5847 7901, info@medi-japan.jp, www.medi-japan.co.jp
- MAXIS a.s., medi group company, Slezská 212/713, 120 00 Prague 2, Czech Republic, T: +420 571 633 510, F: +420 571 616 271, info@medi.nl, www.medi.nl
- medi Danmark Aps, Vejlevej 66, 2635 Ishj, Denmark, T: +45-70 25 56 10, kundeservice@swdk, www.medicandmark.dk
- medi Bayreuth Espana SL, C/Canigo 2-6 bajos, Hospital de Llobregat, 08901 Barcelona, Spain, T: +34-932 60 04 00, F: +34-932 60 23 14, medi@mediespana.com, www.medi.espana.com
- medi France, 21, Charles de Gaulle, 92527 Tremblay en France Cedex, France, T: +33-1 48 61 76 10, F: +33-1 49 63 33 05, info@medi-france.com, www.medi-france.com
- medi Hungary Kft., Boker u. 21, 1037 Budapest, Hungary, T: +36 1 371-0090, F: +36 1 371-0091, info@medi.hu, www.medi.hu
- medi Japan K.K., 5-1, Nihonbashi Kabutocho Chuoku, 104-1375 Minami-Shinjyuku, Tokyo, Japan, T: +81 3 6778 2590, F: +81 3 5847 7901, info@medi-japan.jp, www.medi-japan.co.jp
- medi Austria GmbH, Adalgasse 16/7, 6020 Innsbruck, Austria, T: +43 512 57 95 15, F: +43 512 57 95 15 45, vertreib@medi-austria.at, www.medi-austria.at
- medi Belgium NV, Staatsbaan 77/0099, 3945 Ham, Belgium, T: +32-11 24 25 60, F: +32-11 24 25 64, info@medi Belgium.be, www.medi Belgium.be
- medi Canada Inc./medi Canada Inc, 104-1375 Lionel-Boulet, Quebec, Quebec, QC Canada J5X 1P7, T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153, F: +1 885-583-6827, service@medicamada.ca, www.medicamada.ca
- medi GmbH & Co. KG, medi Austria 061, 95448 Bayreuth, Germany, T: +49 921 912-0, F: +49 921 912-780, ortho@medi.de, www.medi.de
- medi Australia Pty Ltd, 83 Fennell Street, North Parramatta, NSW 2151, Australia, T: +61-2 9890 8696, F: +61-2 9890 8439, sales@medi.australia.com.au, www.medi.australia.com.au
- medi Austria GmbH, Adalgasse 16/7, 6020 Innsbruck, Austria, T: +43 512 57 95 15, F: +43 512 57 95 15 45, vertreib@medi-austria.at, www.medi-austria.at
- medi Belgium NV, Staatsbaan 77/0099, 3945 Ham, Belgium, T: +32-11 24 25 60, F: +32-11 24 25 64, info@medi Belgium.be, www.medi Belgium.be
- medi Canada Inc./medi Canada Inc, 104-1375 Lionel-Boulet, Quebec, Quebec, QC Canada J5X 1P7, T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153, F: +1 885-583-6827, service@medicamada.ca, www.medicamada.ca

EN18004/12.2023



medi. I feel better.

Wichtige Hinweise
Das Medizinprodukt **MDI** ist nur zum mehrfachen Gebrauch an einem Patienten bestimmt. **MDI** wird als für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, effizient die Produktfähe des Herstellers. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während des Tragens auftreten, legen Sie das Produkt bitte ab und kontaktieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Ihr versorgendes Fachgeschäft. Tragen Sie das Produkt nur auf intakter oder wundversorgter Haut, nicht direkt auf verletzter oder versehrter Haut und nur unter vorheriger medizinischer Anleitung.

Important notes
This medical device **MDI** is made only for multiple uses on a single patient. **MDI** is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability will become invalid. If you experience excessive pain or any discomfort whilst wearing, remove the product and immediately contact your doctor or medical supply store. Only wear the product on unbroken skin or over injured skin that has been medically treated, not directly on injured or damaged skin, and only after previous consultation with a medical professional.

Requisitos importantes
Este dispositivo médico **MDI** está destinado a un uso múltiple en un paciente. **MDI** se utiliza para el tratamiento de más de un paciente, desaparece la responsabilidad del fabricante sobre el producto. Si siente un dolor excesivo o una sensación de incomodidad con el producto puesto, quite el producto inmediatamente en contacto con su médico o especialista. Coloque el producto sólo sobre la piel intacta o curada, no lo haga directamente sobre la piel lesionada o dañada y hágalolo siempre bajo prescripción médica.

Indicações importantes
O produto médico **MDI** destina-se a utilização múltipla em apenas um paciente. **MDI** se for utilizado para o tratamento de mais de um paciente, prescreva a responsabilidade do fabricante. Caso sinta dor insuportável ou desconforto durante a utilização, coloque o produto de parte e entre imediatamente em contacto com o seu médico ou a respectiva loja especializada. Use o produto apenas com a pele intacta ou com feridas tratadas e cobertas, mas não diretamente sobre a pele lesionada ou danificada e apenas sob orientação médica prévia.

Avvertenze importanti
Questo medicinale **MDI** è utilizzabile, destinato a un singolo paziente. **MDI** utilizzato per il trattamento di più di un paziente farà decadere la responsabilità del produttore. Se l'utente prova dolore eccessivo o una sensazione di fastidio, togliere il prodotto e contattare immediatamente il proprio medico o il negozio specializzato di fiducia. Indossare il prodotto solo su pelle integra e medicata, non direttamente su pelle lesa o danneggiata e solo secondo le istruzioni del medico curante.

Belangrijke aanwijzingen
Dit medicinale **MDI** is geschikt voor behoudelijke gebruik door één patiënt. **MDI** indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, is de aansprakelijkheid van de producenten verloren. Mocht u tijdens het dragen medische pijn of een onaangenaam gevoel hebben, doet u het product uit en neemt u meteen contact op met uw arts of gespecialiseerde zaak. Breng het product enkel aan op een intacte huid of huid met verzorgde wonden, niet rechtstreeks op een gekwetste of beschadigde huid en enkel met voorafgaande medische begeleiding.

Vigta oplysninger
Den medicinske produkt **MDI** er kun benyttet til at behandle én patient. **MDI** bruges den i behandlingen af mere end en patient, bortfælder producentens produktansvar. Har du stærke smerter eller en ubehagelig fornemmelser, mens du bærer på tag venligst produktet af, og søg omgående din læge eller henvend dig til din specialiseret, som vejleder dig. Påfør produktet kun på uskadt eller behandlet hud, ikke direkte på såret eller skadet hud og kun efter forudgående medicinsk vejledning.

Viktiga råd
Den medicinske produkt **MDI** är endast avsedd att användas flera gånger på én patient. **MDI** används i behandlingen av mer än en patient, bortfælder producentens produktansvar. Har du starka smärtor eller en ubehagelig förnimmelser, mens du bærer på tag venligst produktet af, og søg omgående din læge eller henvend dig til din specialiseret, som vejleder dig. Påfør produktet kun på uskadt eller behandlet hud, ikke direkte på såret eller skadet hud og kun efter forudgående medicinsk vejledning.

Důležitá informace
Zdravotnický produkt **MDI** je určen pro opakované použití u pouze jednoho pacienta. **MDI** bude-li ho používat při léčbě více pacientů, zanikne odpovědnost výrobce. Pokud budete mít při nošení bolesti nebo nepohodlu, ihned produkt odložte a obraťte se na svého lékaře nebo prodejce. Používejte produkt pouze na neporušené nebo ošetřené povrchy, nikoli přímo na poraněné nebo poškozené pokožce, a jen podle předchozího lékařského návodu.

Važna upozorenja
Medicinski proizvod **MDI** je namijenjen za višestruko upotrebu isključivo na jednom pacijentu. **MDI** ako se isti koristi za liječenje više pacijenata, gubi se odgovornost proizvođača. Ako osjetite bol ili nelagodnost prilikom nošenja, odmah skinite proizvod i obratite se odmah svom liječniku ili specijaliziranoj trgovini u kojoj ste nabavili proizvod. Proizvod nosite samo na neozljeđenoj, koži ili na liječenim ozljedama, a ne izravno na ozljeđenoj koži te isključivo prema uputama liječnika.



1



4

Deutsch

Levamed

Zweckbestimmung
Levamed ist eine Bandage zur Weichteilkompression des Sprunggelenks.

Indikationen

- Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit lokaler/lokalen Zusatzpolster(n) am Sprunggelenk notwendig ist, wie z. B.:
 - Leichte Instabilitäten
 - Distorsionen, Prellungen
 - Schwellungen und Gelenkergüsse (Arthrose / Arthritis)

Kontraindikationen

Zur Zeit nicht bekannt.

Risiken / Nebenwirkungen

- Es kann bei fest anliegenden Hilfsmitteln zu örtlichen Druckerweichungen oder Einengung von Blutgefäßen oder Nerven kommen. Deshalb sollten Sie bei folgenden Umständen vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten:
- Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im Anwendungsbereich, vor allem bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige Erwärmung, Schwellung oder Rötung)
 - Empfindungs- und Durchblutungsstörungen (z.B. bei Diabetes, Krampfparern)
 - Lymphabflussstörungen – ebenso nicht eindeutige Schwellungen von Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs
- Beim Tragen von eng anliegenden Hilfsmitteln kann es zu örtlichen Hautreizungen bzw. Irritationen

Vorgesehene Anwender und Patientenzielgruppe

Zu den vorgesehenen Anwendern zählen Angehörige der Gesundheitsberufe und Patienten, inklusive der in der Pflege unterstützende Personen, nach entsprechender Aufklärung durch Angehörige der Gesundheitsberufe. Patientenzielgruppe: Angehörige der Gesundheitsberufe versorgen anhand der zur Verfügung stehenden Maße/Größen und der notwendigen Funktionen/Indikationen Erwachsene und Kinder unter Berücksichtigung der Information des Herstellers nach ihrer Verantwortung.

Tragehinweis

Die größte Wirkung erzielen Bandagen während der körperlichen Aktivität. Grundsätzlich kann die Bandage ganztags getragen werden. Dies sollte aber nach dem eigenen Tragegefühl erfolgen. Bei längeren Ruhepausen (z.B. langes Sitzen/Autofahren, Schlafen) sollte die Bandage abgelegt werden.

Die Bandage ist zum Gebrauch in Wasser geeignet. Bitte spülen Sie das Produkt anschließend gründlich aus.

Anziehanleitung

- Greifen Sie von oben an beiden Seiten in die Bandage und ziehen Sie sie über den Fuß, bis das Fersenteil richtig sitzt und die Silikoninlagen um die Köchel

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 62 66 8 70
info@medi.se
www.med.se

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1703 T1, CES WEST BUND CENTER,
No. 277 Long Yan Road
Xuhui District
200232 Shanghai
People's Republic of China
T. +86-21 50582319
F. +86-21 50582319

Medi Turk Ortopedi Medikal I.c.ve Dis.Tic.AS
Mustafa Kemal Mah. 2.156 Sokak No. 16 44-5
06510 Çankaya Ankara
Turkey
T. +90 312 435 20 26
F. +90 312 434 17 67
info@medi-turk.com
www.med-turk.com

medi Ukraine LLC
Evhenia Sverstuka str. 11.
Kiev 02002
Ukraine
T. +380 44 591 11 63
F. +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T. +1 336 449 44 40
F. +1 888 570 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

Levamed

Predvidena uporaba

Levamed je bandaža za stisk mehkih delov skočnega sklepa.

Indikacije

Vse indikacije, pri katerih je potreben stisk mehkih delov z lokalnimi dodatnimi blazinicami na skočnem sklepu, npr.:

- Blaga nestabilnost
- Distorzije, udarnine
- Otekline in izlivi v sklep (artroza / artritis)

Kontraindikacije

Niso znane.

Tveganja / Stranski učinki

Zaradi pretesno oprijetih pripomočkov lahko pride do lokalnih znakov pritiska ali zoženja krvnih žil ali živcev. Zato se morate v naslednjih okoliščinah pred uporabo posvetovati s svojim lečečim zdravnikom:

- Obolenja ali poškodbe kože na območju uporabe, predvsem pri simptomih vnetja (prekomerno segrevanje, otekline ali pordečenje)
- Občutljivostne motnje in motnje prekrvavitve (npr. pri sladkorni bolezni, krčnih žilah)
- Motnje odtekanja limfe – tudi nejasne otekline mehkih delov ob strani območja uporabe

Pri nošenju tesno oprijetih pripomočkov lahko pride do lokalno razdražene kože, česar vzrok je mehansko draženje kože (predvsem v z vezi s potenjem) ali sestava materiala.

Predvideni uporabniki in skupina pacientov

Med predvidene uporabnike štejejo izvajalci zdravstvenih poklicev in pacienti (vključno z osebami, ki izvajajo nego) z ustreznimi pojasnili izvajalcev zdravstvenih poklicev.

Ciljna skupina pacientov: Izvajalci zdravstvenih poklicev na svojo odgovornost ob upoštevanju informacij proizvajalca s pomočjo razpoložljivih mer/velikosti in potrebnih funkcij/indikacij oskrbujejo odrasle in otroke.

Kako izdelek nositi

Bandaže imajo še posebno dober učinek, če jih nosimo takrat, ko smo fizično aktivni. Bandažo smo zasnovali tako, da se udobno prilega in jo tako lahko nosite ves dan. Snemite jo takrat, ko ste dalj časa neaktivni (ko na primer dalj časa sedite, med vožnjo avtomobila ali med spanjem).

Bandažo lahko nosite tudi v vodi. Po uporabi jo dobro ožemite.

Navodila za namestitev

- Na obeh straneh zgoraj primite bandažo in jo povlecite preko stopala, da bo peta na svojem mestu in bosta silikonska vložka okrog gležnja (slike 1 do 3).
- Po potrebi popravite položaj silikonskih vložkov tako, da bosta oba pravilno objemala gleženj (slika 4).

Navodila za vzdrževanje

Priporočamo uporabo vrečke za pranje perila. Mehčalci, maščoba, olja, losjoni, mazila in ostanki mila lahko poškodujejo material in zmanjšajo njegovo funkcijo dihanja Clima-Comfort ter povzročijo

draženje kože.

- Izdelek operite ročno, priporočljivo s pralnim sredstvom medi clean, ali strojno s programom za občutljive tkanine pri temperaturi 30 °C, pri čemer uporabite pralno sredstvo za občutljive tkanine brez mehčalca.
- Ne belite.
- Sušite na zraku.
- Ne likajte.
- Kemično čiščenje ni dovoljeno.



Navodila za shranjevanje

Proizvod hranite v suhem prostoru in ga ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.



Sestava materialov

Poliamid, poliester, elastan, viskoza

Garancija

Garancija proizvajalca preneha veljati v primeru nenamenske uporabe. Pri tem upoštevajte tudi ustrezna varnostna opozorila in navodila v teh navodilih za uporabo.

Odstranjevanje

Izdelek se sme odstraniti med gospodinjske odpadke.


Ekipa medi Vam

želi hitro okrevanje!


V primeru reklamacij v zvezi s tem izdelkom, npr. pri poškodbah pletenine ali napaki v kroju, se obrnite neposredno na prodajalca z medicinskimi

pripomočki. Proizvajalcu in pristojnemu organu države članice morate poročati samo o resnih zapletih, ki lahko povzročijo bistveno poslabšanje zdravstvenega stanja ali smrt. Resni zapleti so opredeljeni pod št. 65 2. člena direktive (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih.


Важные замечания

Данное медицинское изделие **MD** предназначено для многоразового использования только одним пациентом . В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, изделие снимите его и немедленно обратитесь к своему врачу или консультанту в специализированном магазине, в котором было приобретено изделие. Носите изделие исключительно на неповрежденной коже/после обработки ран. Не следует надевать его поверх поврежденной или пораненной кожи. Используйте изделие только после получения указаний от медперсонала.


Önemli uyarı

Bu ürün tıbbi cihaz **MD** kategorisine girer ve yalnızca hastalar üzerinde birden fazla kez kullanılmalıdır . Aynı ortezin birden fazla hastada kullanılması durumunda tıbbi ürünlere düzenleme getiren kanunun anladığı anlamda üreticinin üründen kaynaklanan sorumluluğu sona erer. Taşıma sırasında aşırı ağrı ve rahatsızlık duygusu görülmesi durumunda, lütfen ürünü çıkarıp hemen doktorunuz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin. Ürünü yalnızca sağlıklı cilt veya gerekli tıbbi müdahalesi ve bakımı yapılmış, üstü örtülü yaralar üzerinde kullanın; doğrudan açık yara üzerinde ve önceden gerekli tıbbi talimatları almadan kullanmayın.


Ważne wskazówki

Produkt medyczny **MD** jest przeznaczony wyłącznie do wielokrotnego użytku w przypadku jednego pacjenta . W przypadku stosowania produktu do leczenia więcej niż jednego pacjenta wygasa odpowiedzialność producenta za produkt. W razie wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia w trakcie noszenia zdjąć ortezę i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt. Produkt stosować tylko na nieuszkodzoną lub skórę z zabezpieczonymi ranami, nie stosować produktu bezpośrednio na zranioną lub uszkodzoną skórę i stosować tylko zgodnie z uprzednio otrzymanymi wytycznymi lekarza.


Σημαντικές υποδείξεις

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν **MD** χρησιμοποιείται μόνο για πολλαπλή χρήση σε έναν ασθενή . Αν χρησιμοποιείται για περισσότερους του ενός ασθενούς, η ευθύνη του παραγωγού για το προϊόν ακυρώνεται. Εάν κατά τη χρήση παρουσιαστούν υπερβολικοί πόνοι ή μια δυσάρεστη αίσθηση, τότε βγάλτε το προϊόν και επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Εφαρμόζετε το προϊόν μόνο σε άθικτο ή κατάλληλα φροντισμένο δέρμα, όχι απευθείας σε τραυματισμένο ή κατεστραμμένο δέρμα, και μόνο κατόπιν ιατρικής καθοδήγησης.


Fontos útmutatások

Az orvostechikai eszköz **MD** arra tervezték, hogy egyetlen beteg használja többszöri alkalommal . Ha több páciens kezelésére használják, akkor a gyógyászati terméktörvény értelmében megszűnik a gyártó termékszavatossága. Ha viselés közben túlságosan nagy fájdalom vagy kellemetlen érzés lép fel, vegye le a terméket és haladéktalanul lépjen kapcsolatba orvosával vagy a gyógyászati segédeszközöket árusító szaküzlettel. A terméket közvetlenül sérült vagy felsértett bőrön ne, csak ép vagy sebkezelésen átesett bőrön és csak előzetes orvosi útmutatás alapján viselje.


Важливі вказівки


Медицинний виріб **MD** призначений для багаторазового використання лише одним пацієнтом . При використанні виробу більш ніж одним пацієнтом виробник звільняється від відповідальності за якість виробу. Якщо при носінні виникають надмірні болі або неприємне відчуття, негайно зніміть його та зверніться до свого лікаря чи до вашого спеціалізованого магазину-постачальника. Використовуйте продукт тільки на неушкодженій або доглянутій пораненій шкірі, а не безпосередньо на пошкодженій або пораненій шкірі, і лише за попередньою медичною указівкою.

Pomembna opozorila


Medicinski pripomoček **MD** je namenjen le večkratni uporabi na enem bolniku . Če ga pri zdravljenju uporablja več kot en bolnik, proizvajalec izdelka ne more več jamčiti za njegovo ustreznost. Če med nošenjem proizvoda občutite veliko bolečino ali pa se pojavi neprijeten občutek, morate izdelek sneti in se takoj obrniti na svojega zdravnika ali specializirano trgovino. Izdelek nosite samo na nepoškodovani koži ali na oskrbljeni rani, ne na poškodovani ali ranjeni koži, in samo na podlagi predhodnih zdravstvenih navodil.

Dôležité upozornenia


Zdravotnícky prostriedok **MD** je určený len na viacnásobné použitie u jedného pacienta . Ak sa použije na oštievenie viac ako jedného pacienta, zaniká záruka výrobcu. Ak by sa počas nosenia vyskytli nadmerné bolesti alebo nepríjemný pocit, produkt prosím vyzlečte a ihneď sa obráťte na Vášho lekára alebo vašu špecializovanú predajňu. Produkt noste len na neporušenej alebo oštrenej koži, nie priamo na poranenej alebo porušenej koži a len po predchádzajúcom poučení lekára.

ملاحظات هامة
صنع هذا المنتج الطبي **MD** لاستخدامه عدة مرات من قبل مريض واحد فقط . تصبح مسؤولية الشركة المصنعة عن المنتج غير سارية في حال استخدامه لعلاج عدة مرضى. وإذا كنت تعاني من ألم مفرط أو شعور بعدم الراحة خلال ارتداء الدعامة، فنرجوا منك خلعها على الفور والاتصال بطبيبك أو المتجر المتخصص. لا يجوز ارتداء المنتج سوى على الجلد السليم أو المعافي من الجروح، وليس مباشرة على الجلد المصاب أو التالف، وذلك تحت إشراف طبي مسبق.

重要提示

该医用产品 **MD** 仅适于在一名病患身上多次使用 。若有多名病患用其进行治疗，那么制造商将不承担产品责任。若在穿戴期间出现过度疼痛或不适之感，请脱下产品并立即联系您的医生或为您供货的专卖店。仅允许将产品穿戴于完好或受伤后得到适当护理的皮肤上，严禁直接用于受伤或破损的皮肤上，并且仅允许在事先获得医疗指导的情况下进行穿戴。

Instrucțiuni importante

Produsul medical **MD** este destinat utilizării multiple numai de către un singur pacient . Ak sa použije na oštievenie viac ako jedného pacienta, zaniká záruka výrobcu. Ak by sa počas nosenia vyskytli nadmerné bolesti alebo nepríjemný pocit, produkt prosím vyzlečte a ihneď sa obráťte na Vášho lekára alebo vašu špecializovanú predajňu. Produkt noste len na neporušenej alebo oštrenej koži, nie priamo na poranenej alebo porušenej koži a len po predchádzajúcom poučení lekára.